

DESCRIPTION TECHNIQUE S800-Vor2_TB_FR - 24.07.2023 - www.vs-furniture.com

Serie 800

Remarque préliminaire corps de meuble.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont livrés collés ou en pièces détachées avec des connecteurs excentriques. La rangée de perforations (Ø 3 mm) par pas de 25 mm est utilisable dans son intégralité.

Les supports de tablettes (charge classe L75) sont vissés pour les armoires standard [1], et partiellement vissés ou enfichés pour les armoires individualisées [2].

Tablettes [3] en LIGNOpal (jusqu'à une largeur de 80 cm), panneaux MFB (largeur 40 - 120 cm) et tôle d'acier (largeur 80 - 120 cm) sont conçues pour recevoir un support de tablette masqué.

L'agencement vertical est réalisé à l'aide de tablettes collées et pour les armoires démontables par des tablettes de support [4] avec connecteurs excentriques.

L'agencement horizontal est réalisé par l'intermédiaire de parois centrales affleurant au corps [5] ou en retrait [6]. Cellesci sont collées ou équipées de connecteurs excentriques pour les armoires démontables. Les parois centrales affleurant au corps permettent le montage de portes à un battant verrouillables individuellement. Les parois centrales en retrait sont combinables avec des portes à double battant.

Les socles en LIGNOpal [7] sont des éléments de support du corps et les socles en acier [8] dans le hauteur 75 mm sont placés sous le corps de l'armoire. Les deux types de socle disposent d'un réglage très fin via une clé Allen [9] à travers la tablette de fond. Le socle en LIGNOpal peut être équipé d'un cache affleurant à la façade/porte [10]. Des échancrures sur le socle [11] au dos sont prévues pour les plinthes.

Les armoires vestiaires ou avec lavabo sont dotées d'un insert d'aération en plastique sur les chants supérieurs et inférieurs de la porte.

Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).

Serie 800	Armoire I	40	50	60	80	90	100	120	80	90	100	120	120	120
	Tablette I	36,1	46,1	56,1	76,1	86,1	96,1	116,1	37,1	42,1	47,1	57,1	37,4	27,5
	Cloison médiane (CM)										1		2	3
*P=42,5	Charge selon L75 (kg)	10	13	15	21	24	27	32	10	11	13	14	10	7
*P=58		14	18	22	30	34	38	46	11	16	18	22	14	